


Oral Fluid (Saliva) Collection Device Versi•SAL®


Il dispositivo di raccolta del fluido orale (saliva) Versi•SAL® è destinato alla raccolta controllata e standardizzata e al successivo trasporto di campioni di saliva per la successiva esecuzione di test, quali:

- diagnostica di malattie infettive
- droghe da abuso (ad esclusione della THC-marijuana)
- determinazione di metaboliti ed ormoni
- tutti i test ELISA
- spettrometria di massa


Il campione raccolto rimane stabile per 2-3 settimane e non necessita di una soluzione stabilizzante.



Codice Prodotto VSAL- 401



Indicatore di Volume di Campione Raccolto



Inserire una provetta Eppendorf standard graduata da 2mL all'attacco della Provetta di compressione fornita.

Le caratteristiche che rendono il dispositivo Versi • SAL® esclusivo sono l'indicatore del volume di campione raccolto integrato nell'impugnatura, il materiale assorbente della spatola che permette di raccogliere elevate quantità di saliva e la possibilità di poter trasferire tramite spremitura, tutto il liquido raccolto all'interno di una provetta Eppendorf o simile per le successive applicazioni diagnostiche.